

特別  
価格

コメット シンタードダイヤモンドジスク

LAB キャンペーン

期間限定 2024 6.21▶8.20



# ジルコニアのカットに シンタードダイヤモンドジスク HP

躊躇ない切れ味



ハイブリッドレジン

プロビジョナル、  
レジンモックアップの形態修正



ノンプレシヤス硬金属

Co-Cr 合金焼成後変形児での  
蝋着用間隙作成

✓ **シンタードダイヤとは？**  
表面のダイヤモンド粒子が剥がれても中から新しいダイヤモンド粒子が出てくるため、表面だけにダイヤモンド粒子を着着させたものより耐久性に優れ、高い切れ味が持続します

※写真は実物大ではありません



☎ 1入

品番	#942-140	#942-200	#6942-200
粒度	ミディアム(107μm)	ミディアム(107μm)	コアース(151μm)
直径	14.0	20.0	20.0
厚み	0.17	0.17	0.17
ダイヤ粒子	外周全体	外周全体	外周全体
適正回転数	25,000	15,000	15,000
価格	<b>7,200円</b>	<b>10,200円</b>	<b>10,200円</b>

製品動画はこちら



動画提供：  
株式会社いぬ社様(栃木県)

公式 SNS はじめました♪

最新の情報をいち早くお届けします



Facebook



Instagram

FOLLOW ME!

医療機器の分類：一般医療機器  
一般的名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材  
販売名：コメットダイヤモンドジスク  
届出番号：27B2X00091000009



特別  
価格

コメット マルチセラミック・グラインダー

LAB キャンペーン

期間  
限定

2024  
6.21▶8.20



ジルコニア・ニケイ酸リチウム・陶材用研削材 HP

適用材料：ジルコニア、アルミナ、  
プレスセラミック、陶材

# マルチセラミック・グラインダー

## ジルコニアをなめらかに切削

### 摩耗しにくく 長寿命

#### 摩耗を抑制

結合剤  
(セラミック)

研削材  
(ダイヤモンド粒子)

#### 高い切削力をキープ

摩耗  
しにくい

なめらかな  
切削面

発熱を  
抑制

多孔質形状  
なので、

水分を含ませやすい

#### 使用時のポイント：

研削時の発熱は低くなっていますが、  
使用時はポイントを水に浸漬させたり、  
濡らしたスポンジでジルコニアを  
保持しながらご使用ください。

#### 形態修正

#### 表面調整

#### コアース

#### ミディアム

品番	DCB1CA-025	DCB2CA-065	DCB3CA-040	DCB4CA-120	DCB7CA-220	DCB8CA-035	DCB9CA-050	DCB12CA-035
作業長/厚み	7.0	13.0	11.0	2.5	3.0	10.0	3.5	11.0
最大径	2.5	6.5	4.0	12.0	22.0	3.5	5.0	3.5
最高回転数	35,000	30,000	35,000	25,000	25,000	35,000	35,000	35,000
価格	4,300円	5,400円	4,800円	6,700円	10,200円	4,800円	4,800円	4,800円

品番	DCB1MA-025	DCB2MA-048	DCB2MA-065	DCB3MA-040	DCB4MA-120	DCB5MA-220	DCB6MA-120	DCB12MA-035
作業長/厚み	7.0	13.0	13.0	11	2.5	2.0	6.8	11.0
最大径	2.5	4.8	6.5	4.0	12.0	22.0	12.0	3.5
最高回転数	35,000	30,000	30,000	35,000	25,000	25,000	25,000	35,000
価格	4,300円	4,800円	5,400円	4,800円	6,700円	7,600円	7,600円	4,800円

コメット マルチセラミック・グラインダー 届出番号：27B2X00091000061 一般医療機器 歯科技工用ダイヤモンド研削材



製造販売元  
**株式会社モモセ歯科商会**

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL(06)6773-3333 (代)  
東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL(03)3835-2653 (代)  
九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL(092)575-6060 (代)

モモセ歯科商会

<https://www.momose-dm.co.jp>

お問い合わせは

株式会社 **コサカ**

〒176-0013 東京都練馬区豊玉中 2-18-14  
TEL 03-3557-4111 FAX 03-3557-4116